


¿QUÉ ES LION?

Los Implanters LION son la herramienta que reemplazó el método tradicional de siembra de injertos capilares (haciendo incisiones y usando pinzas) por un paso único donde el Implanter hace el orificio, introduce la unidad folicular y la libera exactamente donde el cirujano lo requiere.

Desarrollado pensando en la comodidad del equipo de restauración capilar, LION es fundamental en la práctica del trasplante capilar que combinada con los conocimientos y la técnica especializada dan la seguridad que el procedimiento tendrá los mejores resultados posibles con mejores tiempos de recuperación para el paciente y menos desgaste y agotamiento para el equipo médico.



El uso de LION requiere un alto grado de habilidad y experiencia, por lo cual es importante que solo profesionales autorizados usen esta técnica.



VENTAJAS Y BENEFICIOS

■ AUMENTO DE LA TASA DE SUPERVIVENCIA DEL INJERTO

A medida que el injerto pasa menos tiempo fuera del cuerpo y se manipula menos, hay una mayor tasa de supervivencia. Esto significa que el folículo trasplantado tiene todas las oportunidades de sobrevivir al procedimiento.

■ PROFUNDIDAD, ANGULACIÓN Y DENSIDAD DEL TRASPLANTE CAPILAR

- El cirujano podrá controlar meticulosamente la profundidad, la angulación y la densidad de la implantación, esto conduce a resultados naturales para el paciente.
- Colocación estratégica: cada unidad se puede implantar según la necesidad del médico y del paciente.
- Los implanters permiten la creación de MFU's (multiple follicular units) tal y como existen en el cuero cabelludo natural / de 1, 2, 3 o 4 folículos. LION brinda la posibilidad técnica de recrear densidades normales.

■ IMPLANTACIÓN ENTRE FOLICULOS

LION permite que el cirujano sea preciso en la colocación del injerto, si desea un trasplante en una zona de adelgazamiento del cabello, esto se puede lograr y el resultado será una mejor cobertura y precisión.

Con LION el tamaño de los implantes son 0.6 - 0.8 y 1.0 milímetro. El uso de uno u otro depende de la zona donde se va a realizar el injerto y de la cantidad de unidades foliculares presentes en cada uno, con nuestro implanter la incisión puede realizarse sagitalmente (coronal) o longitudinalmente (lateral).


■ MEJORES TIEMPOS DE RECUPERACIÓN

Al realizarse incisión directa se separa el tejido de manera avascular lo cual ayuda a que se minimice el sangrado y reduce el shock cuando se trabaja en medio de pelo nativo.

No es necesaria la tumescencia de la zona con lo cual se reduce la inflamación post quirúrgica.

NUESTRAS REFERENCIAS

Con LION Hay un implanter para cada necesidad



LION Hair Transplanter es el primero en implementar un dispositivo estéril de uso instantáneo.

El cambio de aguja es rápido y eficaz.

Ingengería y tecnología de punta aplicadas en la producción de cada aguja, garantizando que sean más afiladas para ayudar a evitar el trauma en el cuero cabelludo y así aumentar la tasa de éxito de la implantación capilar.

Esterilización por Gas de Óxido de Etileno (OE) para uso instantáneo al ser abierto.

Amplia gama de aplicaciones: puede usarse para procedimientos en cejas, barba y cabeza.

 **Lion - HT / HN**
Sistema de Restauración Capilar en un solo paso.

Blíster de doble capa esterilizado



 HANSBIOMED CORP

Calle Badajoz 347, San Luis
T. (01) 687 4549
C. 960 920 958 / 970 133 160
marketing@sielagroup.com
www.sielagroup.com

DISTRIBUIDO POR:




 **Lion - HT / HN**
Sistema de Restauración Capilar en un solo paso.

 **COFEPRIS**
COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS

 **invimö**
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

 **FDA**
Registrado en
APROBADA POR FDA

 **MFDS**
Aprobado por
[1970-09]
APROBADO POR MFDS

 HANSBIOMED CORP